



CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA.

Informação do Produto

Buffer Salino Citrato Sódico SSC 20X

Líquido.

Número de Catálogo: DC1700
Apresentação: 50ml, 100ml, 500ml

Descrição do produto:

Em bioquímica e biologia molecular, o tampão salino-citrato de sódio (SSC) é usado como tampão de hibridização, para controlar o rigor das etapas de lavagem em protocolos para Southern blotting, hibridização in situ, DNA Microarray ou NorthernBlot. 20X SSC pode ser usado para evitar a secagem de géis de agarose durante uma transferência a vácuo.

Livre de Nuclease

Ok

Contenido

	g/l
Sódio Cloruro	175.32
Sódio Citrato 2H ₂ O	88.23

Isenção de responsabilidade:

Os produtos não se destinam ao uso diagnóstico ou terapêutico em humanos ou animais, mas sim a laboratórios de pesquisa, salvo especificação em contrário.

Controle de qualidade:

Aparência
Líquido cristalino

Faixa de pH

6.90 -7.10

Vida útil:

12 meses desde a data de fabricação.

Conteúdo e armazenamento:

15°C a 30°C