

Informação do Produto

Fosfato Buffer Salino 6.8 (GURR)

Pó

Número de Catálogo: DCP1911 Apresentação em pó: 10L e 50L

Descrição do produto:

Pó para preparar um tampão fosfato pH 6,8 para diluição do reagente Giemsa usado para coloração para análise citogenética.

Modo de preparação

Basta adicionar 1,4g de tampão a um litro de água destilada e mexer até dissolver.

Isenção de responsabilidade:

Os produtos não se destinam ao uso diagnóstico ou terapêutico em humanos ou animais, mas sim apenas para laboratórios de pesquisa ou usos de fabricação, salvo especificação em contrário.

Vida útil:

24 meses desde a data de fabricação.

Faixa de pH

6.8

Conteúdo e Armazenamento

15°C a 30°C